

Empfehlung der ÖGSV betreffend Verwendung von Bioindikatoren in FO-Sterilisatoren

Als Ergänzung der Routinekontrolle mit Chemoindikatoren und zusätzlich zur jährlichen Prüfung bzw. Revalidierung der Sterilisationsprozesse in Niedertemperatur Dampf-Formaldehyd-Sterilisatoren empfiehlt der Fachausschuss Prüfwesen, vierteljährlich entsprechende Bioindikatoren einzusetzen. Nähere Informationen hierzu sind bei den Prüfstellen bzw. der ÖGSV erhältlich.