

Interne Routinekontrollen für MP-Aufbereitungsgeräte/- prozesse

Gerät	Prüfung (Mindestintervalle)	Sonstiges
RDG-I	<u>Proteintest:</u> - MP der Risikogruppe A: 14-tägig - B und C: wöchentlich	Betriebstägliche Prüfung lt. Empfehlung E 05
RDG-E	<u>Abwechselnd:</u> - Reinigungsindikator (in Prüfkörper 2mm Innendurchmesser, 2 m Länge): 14-tägig - Proteintest: 14-tägig	Spülflüssigkeit aus Kanälen: 1x jährlich Betriebstägliche Prüfung lt. Empfehlung E 05
US-Bad	Funktionsprüfung: Monatlich	z.B. „Alufolientest“ bzw. kommerzielle Testsysteme
Siegelgerät	Funktionsprüfung: Täglich	z.B. „Tintentest“ bzw. kommerzielle Testsysteme
Dampfsterilisator	- Chemoindikatoren in PCD (Helixmodell): Bei jeder Charge - BD-Test: Täglich - Vakuumtest: Wöchentlich	
FO-Sterilisator	- Chemoindikatoren in PCD: Bei jeder Charge - Vakuumtest: Wöchentlich	
Wasseraufbereitung	Leitfähigkeitsmessung:	- Sterilisation: täglich - RDG-(E): wöchentlich